

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるように保管しておいてください。

KS02T

2006年4月改訂(新様式第1版)

体外診断用医薬品

承認番号: 21400AMZ00062000

## マイコバクテリウム核酸キット DNAプローブ「FR」MACダイレクト マイコバクテリウム アビウム コンプレックス直接検出用

### ■全般的な注意

- 本キットは、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
- 添付文書に記載されている操作法を守ってください。この操作法以外の方法による検出結果の信頼性は保証いたしかねます。
- 検体にはヒト由来成分を含む試料を用いますので感染の恐れがあるものとして取扱ひ、測定操作には使い捨て手袋や保護メガネなどを着用し、必要に応じて安全キャビネット内で操作してください。検体が手袋などに付着した場合はただちに新しいものに切りかえてください。
- 試薬が誤って目や口に入った場合または皮膚に付着した場合は、ただちに水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。
- 人体への投与はできません。
- 増幅およびハイブリダイゼーション操作に自動機器をご使用の場合は、当社指定の自動機器をご使用ください。他の自動機器をご使用になった場合は測定結果の信頼性を保証いたしかねます。なお、これらの自動機器の使用法については、同機器の添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- 本キットでは当社指定の化学発光測定装置を使用します。他の測定装置をご使用になった場合は測定結果の信頼性を保証いたしかねます。なお、これらの測定装置の使用法については、同装置の添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- 測定結果に基づく臨床診断は臨床症状や他の検査結果などから担当医師が総合的に判断してください。

### ■形状・構造等(キットの構成)

	構成試薬名	容量	50回分
1	溶菌チューブ	25本	2包
2	検体希釈液	2mL	1瓶
3	増幅試薬(凍結乾燥品) 〔1回測定分中: ATP 400nmol、CTP 400nmol、 GTP 400nmol、UTP 400nmol、 dATP 100nmol、dCTP 100nmol、 dGTP 100nmol、dTTP 100nmol、 T7プライマー 15pmol、プライマー 15pmol〕	3mL相当	1瓶
4	増幅試薬溶解液	3.5mL	1瓶
5	オイル	8mL	1瓶
6	増幅酵素(凍結乾燥品) 〔1回測定分中: 逆転写酵素(MMLV) 2,500U、 T7 RNAポリメラーゼ 2,000U〕	相当	1瓶
7	酵素溶解液	2mL	1瓶
8	プローブ試薬(凍結乾燥品) 〔1回測定分中: MACプローブ1 $1.0 \times 10^7$ RLU、 MACプローブ2 $3.3 \times 10^6$ RLU、 MACプローブ3 $3.3 \times 10^6$ RLU〕	6mL相当	1瓶
9	ハイブリ用緩衝液	7mL	1瓶
10	加水分解液	20mL	1瓶
11	増幅陰性コントロール液	0.25mL	1瓶
12	増幅陽性コントロール液*	0.25mL	1瓶

[付属品]

シリングカード(1包)

\*: 増幅陽性コントロール液は、1mL当たり400pg( $8 \times 10^4$  cell相当)の *Mycobacterium avium* complex (MAC) rRNAを含んでいます(*M. avium* および *M. intracellulare* rRNAをそれぞれ200pg相当)。

### ■使用目的

喀痰、胸水、腹水、肺組織、尿、膿及び気管支洗浄液、並びに喀痰、気管支洗浄液、胸水及び膿の培養液由来材料中のマイコバクテリウムアビウム コンプレックスの検出

### ■測定原理

本キットは、*Mycobacterium avium* complex (*M. avium* および *M. intracellulare*: 以下MAC) のリボソームRNA (rRNA) を標的とし、核酸増幅法を用いて特異的にRNAを増幅し、さらに増幅産物に特異的なプローブを用いて検出を行う試薬です。

### 1. 核酸増幅 (TMA: Transcription Mediated Amplification<sup>1)</sup>)

本キットは、RNAを標的として、プライマー、酵素(逆転写酵素、RNAポリメラーゼ)および基質の存在下、途中合成される二本鎖DNAを介してRNAを増幅するものです。すなわち、T7プライマーが標的RNAへハイブリダイゼーションし、逆転写酵素(RT)により相補的DNA(cDNA)を合成、RTのRNAse H活性により標的RNAを分解、続いてプライマーがcDNAへハイブリダイゼーションし、RTによりプロモーター配列を持つ鋳型二本鎖DNAが合成されます。この鋳型二本鎖DNAをもとにRNAポリメラーゼ(RNA pol)の転写反応によりRNAが合成されます。また、増幅産物(RNA)は、上記と同様な行程により鋳型二本鎖DNAとなり、RNAが合成されます(図1)。




図1. TMA増幅原理

### 2. ハイブリダイゼーションおよび検出 (HPA: Hybridization Protection Assay<sup>2)</sup>)

増幅したRNA鎖に相補的なアクリジニウムエステル標識一本鎖DNAプローブを用いて、増幅産物(RNA)を検出します。すなわち、増幅終了後の検体とプローブをハイブリダイゼーションさせ、二本鎖のRNA-DNAハイブリッドを形成させます。その後、加水分解を行い、ハイブリッドを形成しなかった未反応のプローブのアクリジニウムエステルを失活させます。一方、ハイブリッドを形成したプローブのアクリジニウムエステルは保護されているため加水分解を受けず、化学発光性を保持しています(図2)。この化学発光の強さ(発光強度)を測定することで、増幅したRNAを検出することができます。




図2. HPA測定原理

### ■操作上の注意

#### 1. 測定試料の性質、採取法

- 喀痰は粘度が高いので、細菌菌の分布に偏りがある場合があります。偏りが存在したまま検体を採取しますと正しい結果が出せない場合がありますので、適宜検体量を変えそれに見合った試薬量を使用して検体前処理を実施してください。
- MACは土壌、塵埃、水や食品などに生息する自然環境生息菌です。操作中にはコンタミネーションの可能性がありますので、十分注意して操作してください。
- 著しく血液が混入した検体は、正しい結果が得られない場合があります。著しく血液混入した検体の使用は控えてください。患者さんから採取した検体に血餅が含まれる場合は、血餅が入らないように特に気をつけて検体を採取し、前処理を行ってください。
- 検体前処理は一般的なNALC-NaOH処理ですが、NALC-NaOH溶液が残っていると前処理済み検体のpHが高く測定結果に影響します。リン酸緩衝液への溶液の置換は確実に行ってください。

## 2. 妨害物質、妨害薬剤

- 検体中の共存物質が測定値におよぼす影響は検討されておりませんので不明です。
- 薬物の投与に関する影響は検討されておりませんので不明です。

## 3. 交差反応性

本キットは耐性菌を判別するものではありません。

## 4. 操作上の留意事項

- 用手法  
増幅およびハイブリダイゼーションは温度・時間の影響を受けます。温度・時間管理を厳重に行ってください。
- 自動機器法  
各試薬は試薬量が十分残っていることを確認してから自動機器にセットしてください。
- 用手法、自動機器法共通
  - 感染およびコンタミネーションを避けるため、臨床検体の前処理、検体分注および溶菌操作は安全キャビネット内で行ってください。なお、検体を安全キャビネット外に出す際には、感染防止のための処置（加熱処理など）を行うことをおすすめします。
  - 調製した増幅液は2～10℃で保存し、2ヵ月間以内に使用してください。なお、2～10℃で保存した増幅液に沈殿が析出している場合は、42℃に温めて軽く攪拌し、溶解してからご使用ください。
  - 調製した増幅酵素液は2～10℃で保存し、2ヵ月間以内に使用してください。なお、常温では8時間以内に使用してください。
  - ブローブ液を調製する際には、ハイブリ用緩衝液を常温に戻し沈殿が析出していないことを確認して調製してください。沈殿が析出している場合には60℃の水浴で温め溶解し、均一になるようミキサーで攪拌してください（ミキサーは1分以上かけないでください）。溶解したブローブ液は2～10℃で保存し、2ヵ月間以内に使用してください。
  - 発光強度の測定にはリーダーIやリーダー50/50iなどの化学発光測定装置を用い、専用のリーダー用試薬をご使用ください。なお、機器およびリーダー用試薬の使用に際してはこれらに添付の取扱説明書などをご覧ください。

## 5. その他

- 使用する器具は清浄なものを使用し、特に検体やコントロールの分注にはコンタミネーションを避けるためフィルター付チップを使用してください。使用したフィルター付チップはただちに廃棄し、再利用はしないでください。
- シーリングカードおよび試験管用キャップは常に新しいものを使用してください。使用したシーリングカードおよびキャップはただちに廃棄してください。
- コンタミネーションの原因となる増幅産物の除去には次亜塩素酸ナトリウム液が有効です。適宜使用する器具やキャビネット内は有効塩素濃度2.5%の次亜塩素酸ナトリウム液で拭き、増幅産物を除去してください。
- 超音波洗浄器、水浴の水は毎回取りかえてください。また、水を取りかえる際には、有効塩素濃度2.5%の次亜塩素酸ナトリウム液で機器本体を拭いてください。
- コンタミネーションを避けるため、検体の前処理、増幅操作および検出操作はそれぞれ検体前処理室、増幅操作室および検出室で行ってください。また、白衣や履物またビペットなどの器具類も部屋専用のものを使用してください。
- 測定に必要な試薬類・器具・機器の使用の際にはこれらに添付の取扱説明書などをご覧ください。

## ■用法・用量（操作方法）

### 1. 試薬の調製法（試薬の調製法は用手法、自動機器法ともに共通です。）

- 増幅液の調製  
増幅試薬1瓶に増幅試薬溶解液3mLを加え、均一になるようミキサーで攪拌した後、透明になるまで常温に放置し増幅液とします。
- 増幅酵素液の調製  
増幅酵素1瓶に酵素溶解液1.5mLを加え軽く攪拌して溶解し、増幅酵素液とします。溶解の際、ミキサーは使用しないでください。
- ブローブ液の調製  
ブローブ試薬1瓶にハイブリ用緩衝液6mLを加え溶解しブローブ液とします。
- その他の構成試薬は、常温に戻した後そのまま使用してください。

## 2. 必要な器具・器材

器具・器材など	規格など	用手法	自動機器法
NALC-NaOH溶液	2% NaOH、1.45% Na-citrate、0.5% N-acetyl-L-cysteine	○	○
0.067mol/Lリン酸緩衝液 (pH6.8)		○	○
キャップ付プラスチック遠沈管	容量15mL	○	○
ミキサー	用手法：ハイブリダイゼーションではラックミキサーの使用可	○	○
超音波洗浄器	ブランソン社製 型式1510J [42kHz、90W] または同等の性能を有するもの	○	○

ポリプロピレン製試験管	12×75mm	○	○
マイクロピペット	25μL、200μL分注用	○	○
フィルター付チップ	25μL、200μL分注用	○	○
化学発光測定装置	リーダーI、リーダー50/50iなど	○	(注)
リーダー用試薬(リーダー用試薬I、リーダー用試薬II)	別売品	○	○
使い捨て手袋	パウダーフリー	○	○
安全キャビネット		○	○
ポリプロピレン製試験管用キャップ	ハイブリダイゼーションでラックミキサーを使用の場合は不要	○	—
ヒートブロック	径12mm、95℃用	○	—
水浴	42℃、60℃用	○	—
連続分注器/チップ	20μL、25μL、50μL、100μL、200μL、300μL分注用	○	—
自動機器	Ds-50TMA自動機およびDs-50HPA自動機、その他当社指定の自動機器：別売品	—	○

注) Ds-50TMA自動機およびDs-50HPA自動機では必要。その他当社指定の自動機器では不要。

## 3. 測定法

### 1) 用手法での測定の場合

- 検体前処理（検体の前処理法は用手法、自動機器法ともに共通です。検体前処理は操作が終了するまで安全キャビネット内で操作してください。）

— 喀痰、胸水、腹水、肺組織、膿、気管支洗浄液および喀痰、気管支洗浄液、胸水、膿を試料として培養した培養液の場合—

- 検体約1mLをキャップ付プラスチック遠沈管（容量15mL）に採取し、NALC-NaOH溶液を検体量の等量～2倍量を加えます。
- キャップを締め、ミキサーで検体が可溶化するまで（約20秒間）混和します。一連の検体についてこの操作を終了した後、もう一度、約10秒間同様に混和します。
- 15分間、常温に放置します。
- キャップを開け0.067mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8）を加え、全量約10mLとします。
- キャップを締め、遠沈管を転倒混和します。
- 3,000gで15分間遠心分離した後、デカントし上清を除きます。

（注意）遠心条件を守り、沈殿を捨てないように適切に行ってください。

- 0.067mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8）約1mLを加え、ミキサーで攪拌し、沈殿を懸濁させます。この懸濁液を前処理済み検体とします。

（注意1）pH試験紙などでpHを確認し、中性でない場合は4%塩酸で中和し、前処理済み検体とします。

（注意2）培養液がMGIT（日本ベクトン・ディッキンソン社）の場合本検体前処理は必要ありません。培養液を前処理済み検体として（2）の溶菌操作から行ってください。小川培地の場合は、0.067mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8）約1mLに1白金耳を加えて懸濁し、懸濁液を前処理済み検体として（2）の溶菌操作から行ってください。

（注意3）培養の方法につきましては、それぞれのキットに付属の添付文書などに従って操作してください。

### — 尿検体の場合 —

尿検体10～15mLを遠心管に採取し、3,000×gで20分間遠心します。上清を捨て、沈殿に約1mLの0.067mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8）を加えた後、上記「喀痰、胸水、腹水、肺組織、膿、気管支洗浄液および喀痰、気管支洗浄液、胸水、膿を試料として培養した培養液の場合」の①～⑦の操作を行います。

### （2）溶菌

- 溶菌チューブのキャップを開け検体希釈液20μLを連続分注器で分注します。
- 前処理済み検体200μLを加え、溶菌チューブにキャップをし、ミキサーで3秒間攪拌します。
- 溶菌チューブのキャップが水面より上に出るように超音波洗浄器にセットし15分間超音波処理を行い、溶菌済み検体とします。

（注意）超音波処理は15分を超えないように注意してください。超音波洗浄器内の水を脱気するため、あらかじめ15分間超音波処理をしておきます。また、溶菌チューブが超音波洗浄器の底部や側面に接触しないように注意してください。なお、③および脱気処理は常温で行います。

- 増幅（TMA：Transcription Mediated Amplification）（95℃、15分インキュベーションが終了するまで、安全キャビネット内で操作して下さい。）

- ポリプロピレン製試験管（12×75mm）に増幅液50μLを連続分注器で分注します。
- オイル100μLを各試験管に連続分注器で分注します。
- 増幅陰性コントロール液、増幅陽性コントロール液または溶菌済み検体25μLを試験管に分注します。  
（注意）試験管の底部に分注するようにしてください。
- 各試験管を95±5℃のヒートブロックに移してシーリングカードでカバーし、15分間インキュベーションします。  
（注意）20分間を超えないように注意してください。
- シーリングカードを取り、各試験管を42±1℃の水浴に

- 移し、再度新しいシーリングカードでカバーし5分間インキュベートします。
- (注意) ④から⑤への操作は速やかに行い試験管の温度が42℃以下にならないように注意してください。
- ⑥ シーリングカードをとり、各試験管に増幅酵素液25μLを連続分注器で分注し、振とう混和します。
- ⑦ 各試験管を42±1℃の水浴に移し、シーリングカードでカバーし、60分間インキュベートします。
- (注意1) 温度管理および時間管理を厳重に行ってください。
- (注意2) 60分間インキュベーション後の試験管は4℃または常温で6時間、-20℃で6日間保存可能です。4℃または-20℃で保存した場合は完全に常温に戻してから(4)へ進みます。
- (4) ハイブリダイゼーションおよび検出(HPA:Hybridization Protection Assay)
- ① 増幅が終了した[(3)～⑦]各試験管にプローブ液100μLを連続分注器で分注します。ミキサーを使用する場合は各試験管にキャップをし、ラックミキサーを使用する場合はシーリングカードでカバーし、液色が黄色になるようミキサーで3秒間3回混和します。
- ② 各試験管を60±1℃の水浴で、15分間インキュベートします。
- ③ キャップあるいはシーリングカードをとり、加水分解液300μLを連続分注器で分注します。ミキサーを使用する場合は各試験管にキャップをし、ラックミキサーを使用する場合はシーリングカードでカバーし、液色がピンク色になるようミキサーで3秒間3回混和します。
- ④ 各試験管を60±1℃の水浴で、15分間インキュベートします。
- ⑤ 各試験管を常温で10分間冷却後、キャップあるいはシーリングカードをとりまします。
- ⑥ 化学発光測定装置(リーダーI、リーダー50/50iなど)で2時間以内に発光強度(RLU:Relative Light Unit)を測定します。測定前に湿らせたティッシュペーパーまたはペーパータオルで試験管の外側を拭きます。なお、化学発光測定装置につきましては、装置の取扱説明書をご覧ください。




図3. 用手法での測定操作法概略図

## 2) 自動機器での測定の場合

- (1) 検体前処理(検体の前処理法は用手法、自動機器法ともに共通ですので、本添付文書の“3. 測定法1) 用手法での測定の場合”に記載した“(1) 検体前処理”に従い、安全キャビネット内で操作してください。)
- (2) 溶菌(溶菌操作が終了するまで、安全キャビネット内で操作してください。)
- ① 溶菌チューブのキャップを開け検体希釈液20μLを連続分注器で分注します。
- ② 前処理済み検体200μLを加え、溶菌チューブにキャップをし、ミキサーで3秒間攪拌します。
- ③ 超音波洗浄器内の水温を95±5℃に調整し、溶菌チューブのキャップが水面より上に出るように超音波洗浄器にセットし、15分間超音波処理を行い、溶菌済み検体とします。この際、15分間を超えないよう注意してください。
- (注意) 感染防止のため、溶菌操作での超音波処理は95±5℃で行ってください。
- 超音波洗浄器内の水はあらかじめ15分間超音波処理をして脱気してから95±5℃に加熱するか、5分以上煮沸させて脱気した後、95±5℃に調整して使用してください。
- 溶菌チューブが超音波洗浄器の底部や側面に接触しないように注意してください。

## Ds-50 TMA自動機、Ds-50 HPA自動機

- (3) 増幅(TMA:Transcription Mediated Amplification)自動機器(Ds-50 TMA自動機)につきましては、機器の添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- 自動機器(Ds-50 TMA自動機)に増幅液、オイルおよび増幅酵素液をセットします。
- ① ポリプロピレン製試験管(12×75mm)に増幅陰性コントロール液、増幅陽性コントロール液または溶菌済み検体の各々25μLを試験管の底部に分注します。
- 自動機器(Ds-50 TMA自動機)に増幅陰性コントロール液、増幅陽性コントロール液および溶菌済み検体を分注した試験管をセットし、アッセイをスタートさせます。自動機器により以下の操作が実施されます。
- ② 増幅液50μLの各試験管への分注。
- ③ オイル100μLの各試験管への分注、混和。
- ④ 各試験管が95±5℃のヒートブロックに移動、15分間インキュベート。
- ⑤ 各試験管が42±1℃のヒートブロックに移動、5分間インキュベート。
- ⑥ 増幅酵素液25μLの各試験管への分注、混和。
- ⑦ 各試験管が42±1℃のヒートブロックに移動、60分間インキュベート。
- (注意) 60分間インキュベーション後の試験管は4℃または常温で6時間、-20℃で6日間保存可能です。4℃または-20℃で保存した場合は完全に常温に戻してから(4)へ進みます。
- (4) ハイブリダイゼーションおよび検出(HPA:Hybridization Protection Assay)自動機器(Ds-50 HPA自動機)につきましては、機器の添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- 自動機器(Ds-50 HPA自動機)にプローブ液、加水分解液および増幅操作が終了した試験管をセットし、アッセイをスタートさせます。
- 自動機器により以下の操作が実施されます。
- ① 増幅が終了した各試験管へのプローブ液100μLの分注、混和。
- ② 各試験管が61±1℃のヒートブロックに移動、15分間インキュベート。
- ③ 加水分解液300μLの各試験管への分注、混和。
- ④ 各試験管が61±1℃のヒートブロックに移動、15分間インキュベート。
- 以下の操作は用手法での操作と同様です。
- ⑤ 各試験管を常温で、10分間冷却後、自動機器のラックカセットから各試験管をはずします。
- ⑥ 化学発光測定装置(リーダーI、リーダー50/50iなど)で2時間以内に発光強度(RLU:Relative Light Unit)を測定します。測定前に湿らしたティッシュペーパーまたはペーパータオルで試験管の外側を拭きます。なお、化学発光測定装置につきましては、装置の取扱説明書をご覧ください。

## その他当社指定の自動機器

- (5) 増幅(TMA:Transcription Mediated Amplification)、ハイブリダイゼーションおよび検出(HPA:Hybridization Protection Assay)自動機器につきましては、機器の添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- 自動機器に増幅液、オイル、増幅酵素液、プローブ液、加水分解液、リーダー用試薬(リーダー用試薬I、リーダー用試薬II)をセットします。
- ① ポリプロピレン製試験管(12×75mm)に増幅陰性コントロール液、増幅陽性コントロール液または溶菌済み検体の各々25μLを試験管の底部に分注します。
- 自動機器に増幅陰性コントロール液、増幅陽性コントロール液および溶菌済み検体を分注した試験管をセットし、アッセイをスタートさせます。自動機器により以下の操作が実施されます。
- ② 増幅液50μLの各試験管への分注。
- ③ オイル100μLの各試験管への分注、混和。
- ④ 各試験管が95±5℃のヒートブロックに移動、15分間インキュベート。
- ⑤ 各試験管が42±1℃のヒートブロックに移動、5分間インキュベート。
- ⑥ 増幅酵素液25μLの各試験管への分注、混和。
- ⑦ 各試験管が42±1℃のヒートブロックに移動、60分間インキュベート。
- ⑧ 増幅が終了した各試験管へのプローブ液100μLの分注、混和。
- ⑨ 各試験管が60±1℃のヒートブロックに移動、15分間インキュベート。
- ⑩ 加水分解液300μLの各試験管への分注、混和。
- ⑪ 各試験管が60±1℃のヒートブロックに移動、15分間インキュベート。
- ⑫ 各試験管を常温で10分間冷却後発光強度(RLU:Relative Light Unit)を測定。






図4. 自動機器法での測定操作法概略図

## ■測定結果の判定法

### 1. 判定

- 陰性：発光強度が100,000RLU未満を示す検体は陰性と判定します。
- 陽性：発光強度が200,000RLU以上を示す検体は陽性と判定します。
- 判定保留：発光強度が100,000RLU以上200,000RLU未満を示す検体は判定を保留とします。

### 2. 判定上の注意

- 判定保留の場合は、残りの検体を用いて再測定するか、必要に応じて新たに採取した検体を用いて測定し確認してください。
- 増幅陽性コントロール液が200,000RLU未満の場合や増幅陰性コントロール液が100,000RLU以上となった場合はすべての検体を再測定してください。
- 感染があっても感染の時期、検体採取部位、検体採取方法などによっては検査結果が陰性場合があります。測定結果に基づく臨床診断は臨床症状や他の検査結果などから担当医師が総合的に判断して行ってください。
- 臨床診断にあたりましては国立療養所非定型抗酸菌症研究班による非定型抗酸菌症の診断基準<sup>3</sup>などを参考に複数回の測定をおすすめいたします。

## ■臨床的意義

日本における抗酸菌による感染症は漸増傾向にあります。これらの感染症では、抗酸菌に属する結核菌による結核や肺結核様疾患が多く見られます。肺結核様疾患の原因菌としては、MACによるものが70～80%とされ、結核予防法の対象疾患として正式に認められ対策が進められています<sup>4,5</sup>。

一般的にはMAC症の診断は、喀痰などの臨床検体から培養による分離・同定検査によりMACを証明することで行われています<sup>3</sup>。しかし、この検査は培養の工程を経て行われるため4～8週間を要し、これに代わる迅速な方法の開発が望まれています。

そこで、培養工程を経ずにMACの特異的な遺伝子配列を増幅し、MACに対するプローブを用いてMACを特異的に検出する方法が検討され、短時間でMACの同定を行える系が開発されました。すなわち、MACのリボソームRNA (rRNA) を標的として、核酸増幅法を用いて特異的にRNAを増幅し、さらに増幅産物に特異的なプローブによる検出を行う系です。この系を用いた本キットを使用することで、臨床検体から検出まで、3～4時間でMACの検出が可能となります。

## ■性能

### 1. 性能

- 感度<sup>6</sup>
  - 増幅陰性コントロール液を試料として測定するとき、発光強度は100,000RLU未満です。
  - 増幅陰性コントロール液で100倍希釈した増幅陽性コントロール液を試料として測定するとき、発光強度は500,000RLU以上です。
- 正確性
  - 増幅陰性コントロール液を試料として測定するとき、測定結果は陰性です。
  - 増幅陰性コントロール液で100倍希釈した増幅陽性コントロール液および増幅陽性コントロール液を試料として測定するとき、測定結果は陽性です。
- 同時再現性 (併行精度)
  - 増幅陰性コントロール液を試料として3回繰り返し測定するとき、測定結果はすべて陰性です。
  - 増幅陰性コントロール液で100倍希釈した増幅陽性コントロール液を試料として3回繰り返し測定するとき、測定結果はすべて陽性です。
- 最小検出感度<sup>6</sup>  
20CFU/assay (*M. avium* および *M. intracellulare* それぞれについて)

## 2. 交差反応性

下記に示す抗酸菌25株および呼吸器感染起炎菌10株を1.5～3×10<sup>8</sup>CFU/mLを用いて測定しましたが、すべて陰性 (交差反応性はない) との結果を得ました<sup>6</sup>。

抗酸菌：

*M. tuberculosis* H37Rv (ATCC27294)、  
*M. tuberculosis* H37Ra (ATCC25177)、  
*M. africanum* (ATCC25420)、  
*M. bovis* (ATCC19420)、*M. microti* (KK14-01)、  
*M. kansasii* (ATCC12478)、*M. simiae* (ATCC25275)、  
*M. marinum* (ATCC927)、*M. scrofulaceum* (ATCC19981)、  
*M. szulgai* (ATCC19530)、*M. goodii* (ATCC14470)、  
*M. asiaticum* (KK24-01)、*M. terrae* (ATCC15755)、  
*M. nonchromogenicum* (ATCC19530)、*M. xenopi* (ATCC19250)、  
*M. gastri* (ATCC15754)、*M. triviale* (ATCC23292)、  
*M. ulcerans* (ATCC19423)、*M. haemophilum* (ATCC29548)、  
*M. malmoense* (ATCC29571)、*M. fortuitum* (ATCC6841)、  
*M. abscessus* (ATCC19977)、*M. chelonae* (ATCC35752)、  
*M. flavescens* (ATCC14474)、*M. vaccae* (ATCC15483)

呼吸器感染起炎菌：

*S. pneumoniae* (臨床分離株)、*C. albicans* (臨床分離株)、  
*E. coli* (臨床分離株)、*K. pneumoniae* (臨床分離株)、  
*Proteus* sp. (臨床分離株)、*S. aureus* (臨床分離株)、  
*H. influenzae* (臨床分離株)、*P. aeruginosa* (臨床分離株)、  
*L. pneumophila* (ATCC33152)、*S. marcescens* (臨床分離株)

## 3. 関連性試験成績

下表に示すように、喀痰 (201検体)、気管支洗浄液 (23検体)、培養液 (培養元検体：喀痰92検体、気管支洗浄液3検体、胸水4検体、膿1検体：計100検体) およびその他 (胸水10検体、腹水1検体、肺組織2検体、尿2検体、膿2検体：計17検体) を検体とした場合の既承認法との一致率は、それぞれ98.5、100、99.0、100%でした。なお、本法で100,000RLU以上200,000RLU未満の場合は判定を保留としました。これらの検体は量が最小検出感度付近のため保留となったものと推察されます。

### ①喀痰<sup>(注)</sup>

	既承認法による陽性	既承認法による陰性	感度
本法による陽性	28	2	0.985
本法による陰性	1	166	0.985

保留：4検体

### ②気管支洗浄液<sup>(注)</sup>

	既承認法による陽性	既承認法による陰性	感度
本法による陽性	3	0	1
本法による陰性	0	20	1

保留：0検体

### ③培養液検体

	既承認法による陽性	既承認法による陰性	感度
本法による陽性	39	1	0.984
本法による陰性	0	60	0.990

保留：0検体

### ④その他 (胸水、腹水、肺組織、尿、膿) の検体<sup>(注)</sup>

	既承認法による陽性	既承認法による陰性	感度
本法による陽性	1	0	1
本法による陰性	0	16	1

保留：0検体

(注)：既承認法による測定は本法で測定に使用した検体を培養し、その培養液を試料として測定した結果です。

## ■使用上または取扱い上の注意

### 1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- 検体には、喀痰、胸水、腹水、肺組織、尿、膿、気管支洗浄液および喀痰、気管支洗浄液、胸水、膿の培養液由来材料などヒト由来成分を含む試料を用いますのでHIV、HBV、HCVおよび結核菌や非結核性抗酸菌などの感染の恐れがあるものとして取扱ってください。特に検体前処理および溶菌では感染の危険性があります。使い捨て手袋や保護メガネなどを着用し、安全キャビネット内で操作してください。検体が手袋などに付着した場合はただちに新しいものに取りかえてください。
- 検体および試薬を分注する際にピペットは口で吸わないでください。また、検体および試薬を取扱う際には使い捨て手袋、防護メガネ、白衣などを着用してください。
- 試薬が誤って目や口に入った場合または皮膚に付着した場合は、ただちに水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。

### 2. 使用上の注意

- キットは、必ず2～10℃で保存し、凍結はしないでください。
- ご使用前にはいずれの試薬も常温に戻してから使用してください。
- 使用期限 (外箱に記載) が過ぎたキットは使用しないでください。
- 異なる製造番号 (外箱に記載) の構成試薬を、組合せて使用したり、残った試薬を混合して使用しないでください。

### 3. 廃棄上の注意

- 1) 検体の残り、検体が含まれている反応液、検体が付着しているピペットチップなどは、121℃、20分間のオートクレーブによる滅菌または2.5%次亜塩素酸ナトリウム液による処理など廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づく感染性廃棄物処理マニュアルに従って処理した後、廃棄してください。
- 2) 試薬を廃棄する場合は、多量の水で流してください。
- 3) 本キットでは核酸増幅を行います。増幅産物が多量に合成されますので操作後は増幅産物による検査室の汚染を防ぐための処理が必要です。発光強度測定終了後の反応液を含む試験管に、有効塩素濃度2.5%の次亜塩素酸ナトリウム液を満たし、15分以上処理してから廃棄してください。また、反応液に触れた試験管などの器具類も同様に有効塩素濃度2.5%次亜塩素酸ナトリウム液に15分以上浸した後廃棄してください。
- 4) プラスチックおよびガラスの試薬容器は廃棄物の処理および清掃に関する法律に従って処理してください。

### ■貯蔵方法・有効期間

1. 貯蔵方法 ; 2～10℃に保存
2. 有効期間 ; 12ヵ月

### ■包装単位

1キット 50回分

### ■主要文献

1. C. Abe et al: Detection of *Mycobacterium tuberculosis* in Clinical Specimens by Polymerase Chain Reaction and Gen-Probe Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test. J. Clin. Microbiol. 31: 3270-3274, 1993
2. 長沢光章ら：化学発光標識 DNA プローブを用いた *Mycobacterium tuberculosis* complex および *Mycobacterium avium* complex 同定法の検討. 臨床検査 36(2), 197-200, 1992
3. 国立療養所非定型抗酸菌症研究班：非定型抗酸菌症（肺感染症）の診断基準. 結核 60, 51, 1985
4. 古賀丈晴ら：非結核性抗酸菌症. 日本臨床 別冊 領域別症候群 24, 214-220, 1999
5. 田上祥子：非定型抗酸菌症. 臨床医 26(1), 54-58, 2000
6. 矢ヶ崎満郎ら：TMA-HPA 法による *Mycobacterium avium* complex 検出キットの基礎的検討. 臨床と微生物 29(1), 93-100, 2002

### ■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 学術サービス部  
東京都中央区日本橋浜町 2-62-5  
TEL：03-5695-9210  
FAX：03-5695-9234

